

Số: 04:2018/KW

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Bản Công bố Tiêu chuẩn cơ sở
CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật do Chủ Tịch nước công bố ngày 12/07/2006;
- Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn Kỹ thuật.
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng Tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của Công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH KI-WORKS VIỆT NAM
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

TCCS 04:2018/ KW-CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

Điều 2: Công ty cam kết công bố chất lượng sản phẩm đúng nội dung như trong tiêu chuẩn cơ sở quy định.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban;
- Lưu.

GIÁM ĐỐC

KI - WORKS VIETNAM CO

HUANG CHIU LIN MANAGING DIRECTOR



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG
SẢN PHẨM, HÀNG HÓA
Số: 04:2018/KW

Doanh nghiệp: Công ty TNHH Ki-Works Việt Nam

Địa chỉ: Số 40 Đại Lộ Độc Lập, KCN Việt Nam Singapore, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: + 84 0274 3782551

Fax: + 84 0274 3782550

Email: gko@ki-works-fac.com

Website: www.ki-works-fac.com

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn: TCCS 04:2018/KW-CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa: CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn công bố trên và các quy định nhà nước hiện hành.

Bình Dương, ngày 20 tháng 07 năm 2018

Đại diện doanh nghiệp

KI - WORKS VIETNAM CO.,LTD.


HUANG CHIU LIN MANAGING DIRECTOR



TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 04:2018/KW-CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

1. Phạm vi áp dụng:

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: **CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI** sử dụng để làm sạch những mảng bám thức ăn dư thừa trong kẽ răng do Công ty THHH Ki-Works Việt Nam sản xuất và Công ty TNHH SX và TM T&H VN phân phối.

2. Quy cách sản phẩm:

Tên sản phẩm 1	Mô tả	Quy cách
Model số: AS-FL-40M CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI		1 cuộn/vĩ 12 vĩ/lốc 20 lốc/thùng
		1. Hộp: - Màu sắc: xanh dương, hồng, vàng có thể thay đổi theo yêu cầu khách hàng. - Chất liệu: Nhựa PP chính phẩm có cấp giấy chứng nhận an toàn cho người sử dụng. - Xuất xứ: Đài Loan - Kích thước: + Chiều dài: 5 cm + Chiều rộng: 5.5 cm

		+ Độ dày ở giữa: 1.5cm 2. Chỉ Polyeste: Với sự kết hợp độc đáo của những sợi tơ nylon tổng hợp đã đạt được tiêu chuẩn an toàn cho người sử dụng. - Xuất xứ : Đài Loan - Công dụng: chỉ kẻ răng được tăng hàm lượng bạc hà và sáp để dễ dàng làm sạch hiệu quả kẻ răng nhằm có một hơi thở thơm mát, khỏe mạnh và thưởng thức được thức ăn.
	Giấy bao bì:	- Thành phần: được làm bởi gỗ chất lượng cao, có tính chất sợi gỗ cứng cho giấy trơn, phẳng. - Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Việt Nam
	Nhựa bao bì PET	- Thành phần: Được làm từ nhựa PET chính phẩm - Công dụng: Nhằm đóng gói sản phẩm sạch, đẹp, để sản phẩm không bị bám bẩn từ bên ngoài. - Xuất xứ: Việt Nam

- Sản phẩm có nhiều màu sắc, nguyên liệu khác nhau tùy theo nhu cầu của thị trường và yêu cầu của khách hàng.

3. Yêu cầu kỹ thuật:

3.1 Yêu cầu về ngoại quan:

- Không được phép còn sót bavia, vết đen hoặc các vết xước sắc cạnh trên tay cầm cũng như các chi tiết khác của sản phẩm.

- Không được có các khuyết tật đục như lỗ, bọt có thể ảnh hưởng đến ngoại quan.
- Sản phẩm làm ra phải dẻo, linh hoạt để làm sạch kẽ răng một cách dễ dàng.

3.2. Phương pháp thử:

Xác định lực bền dẻo của chỉ kẽ răng: giữ chặt một đầu của tay cầm, sau đó dùng tay ấn mạnh 7 lần, nếu không bị đứt là được.

4. Bao gói, ghi nhãn, vận chuyển và bảo quản:

4.1 Bao gói:

Sản phẩm được chứa đựng trong vĩ giấy và màng nhựa PET ép lại hoặc các bao bì khác theo yêu cầu của khách hàng.

4.2. Ghi nhãn sản phẩm:


Trên mỗi đơn vị bao gói có dán nhãn phù hợp Nghị định 43/2017/NĐ-CP ngày 14/04/2017 và các văn bản hiện hành khác, nội dung bao gồm:

CHỈ NHA KHOA 40M ASAHI

- **Công dụng:** Chỉ làm từ những sợi nylon tổng hợp, tay cầm là nhựa HIPS chính phẩm, giúp làm sạch mảng bám thức ăn dư thừa trong kẽ răng.
- **Thành phần:** Nhựa PP, chỉ Polyeste.
- **Hướng dẫn sử dụng:** Lấy một đoạn chỉ dài khoảng 30-45cm, cuộn hai đầu chỉ vào các ngón giữa rồi căng ra, kéo nhẹ nhàng để sợi chỉ lọt vào kẽ răng, rồi uốn nó ôm quanh răng, đưa lên xuống 3 lần bên trái, bên phải.
- **Bảo quản:** Trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất
- **Thông tin cảnh báo:** Tránh xa tầm tay trẻ em.
- **Nhà sản xuất:** Cty TNHH Ki-Works Việt Nam - Số 40 Đại Lộ Bình Dương, KCN VN-Singapore, Thuận An, Bình Dương, VN.
- **Nhà phân phối:** Công ty TNHH SX&TM T&H Việt Nam – Số 12, ngõ 370, Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Chi nhánh tại TP.HCM - 745/131 Quang Trung, P12, Q.Gò Vấp, TP HCM
- **ĐT:** (028) 6289 2025 **Fax:** (028) 6289 2023
- **Số lượng:** 40 mét/hộp, Trọng lượng: 20g
- **NSX:** Xem trên bao bì - **HSD:** 10 năm kể từ NSX

5. Phương pháp sử dụng:


Cách dùng chỉ tơ nha khoa



Ảnh: Jupiterimages.

Các bước sử dụng:

- Lấy một đoạn chỉ dài khoảng 30-45 cm, cuộn hai đầu chỉ vào các ngón giữa rồi căng ra (một bên quấn nhiều vòng để rơi ra khi chuyển sang đoạn chỉ sạch, lúc đó đồng thời cuộn thêm một vòng ở ngón tay bên kia). Đoạn chỉ ở giữa sẽ dài khoảng 7-10cm.



Ảnh: Dentalplansstore.

- Kéo nhẹ nhàng để sợi chỉ lọt vào kẽ răng, rồi uốn nó ôm quanh răng, đưa lên xuống 3 lần bên trái, rồi 3 lần bên phải. Khi làm sạch răng khác, nên dùng phần chỉ mới.
- Thực hiện với cả những chiếc răng ở sâu bên trong (nơi dễ bị bàn chải bỏ qua), tuy khó hơn nhưng sẽ quen dần.
- Lấy sợi chỉ ra từ từ theo hướng kéo từ trên xuống sau khi dùng xong để khỏi làm tổn thương lợi.

Nên làm sạch răng bằng chỉ tơ nha khoa sau khi ăn, trước lúc đánh răng. Khi chưa quen, bạn có thể dùng mỗi ngày một lần vào buổi tối. Khi đã quen, bạn có thể mang theo trong túi xách hoặc ngăn kéo ở công sở để sử dụng sau bữa trưa trước gương toilet.

6. Vận chuyển: Vận chuyển trong điều kiện bình thường, tránh va đập mạnh.

7. Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất.