

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM

Số: 02:2020/DUY KHANG

Lần ban hành : 01

Lần sửa đổi : 00

Thương nhân: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT
NHẬP KHẨU DUY KHANG

Địa chỉ: Số 49A, Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân,
TP.HCM.

Điện thoại: 028 6651 2266 – 0931 338 856

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn cơ sở số: TCCS 02:2020/DUY KHANG

Áp dụng cho sản phẩm: DỤNG CỤ HÚT MŨI

Mã sản phẩm : H0078

Nhà phân phối : US BABY (TAIWAN) CO.,LTD

Xuất xứ : Taiwan

Chúng tôi cam kết kinh doanh sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn cơ sở đã công bố trên đây và chịu hoàn toàn trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024



**CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XUẤT
NHẬP KHẨU DUY KHANG**

**TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 02:2020/DUY KHANG**

DỤNG CỤ HÚT MŨI

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 07 năm 2024



Châu Thục Mai

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
---	---

Lời nói đầu

Tiêu chuẩn cơ sở số 02:2020/DUYKHANG do giám đốc Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư XNK Duy Khang phê duyệt ban hành theo Quyết định số 02/2020/QĐ-DK ngày 01 tháng 07 năm 2024.

Trong quá trình áp dụng, Tiêu chuẩn này có thể được sửa đổi, bổ sung, thu hồi, huỷ bỏ cho phù hợp với thực tế, như cầu thị trường và qui định của Pháp luật.

Việc sửa đổi, bổ sung, thu hồi, huỷ bỏ phải tuân thủ qui định về kiểm soát tài liệu của Công ty.

Tiêu chuẩn cơ sở
DỤNG CỤ HÚT MŨI
Mã Sản Phẩm: H0078

TCCS
02:2020/DUYKHANG
Ngày ban hành: 01.07.2024

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ
XNK DUY KHANG

Số: 02/2020/QĐ-DK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 01 tháng 07 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH

Về việc xây dựng và công bố tiêu chuẩn áp dụng

GIÁM ĐỐC CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ XNK DUY KHANG

- Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/7/2006;
- Căn cứ nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật.
- Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/9/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn;
- Căn cứ vào nhu cầu hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này:

Sản phẩm, hàng hóa DỤNG CỤ HÚT MŨI, Mã sản phẩm: H0078 có số tiêu chuẩn cơ sở TCCS 02:2020/DUY KHANG.

Điều 2. Các phòng ban có liên quan của Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các phòng ban có liên quan;
- Lưu VT.



Châu Thục Mai

Mục lục

1. Phạm vi áp dụng.....	4
2. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt	4
3. Tài liệu viện dẫn.....	4
4. Yêu cầu kỹ thuật.....	4
5. Phương pháp lấy mẫu.....	5
6. Hướng dẫn sử dụng, bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển	6
7. Cảnh báo.....	6

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
---	---

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này quy định các chỉ tiêu chất lượng cho hàng hóa “Dụng cụ hút mũi”, mã sản phẩm: H0078 do Công ty TNHH Thương Mại Đầu Tư XNK Duy Khang nhập khẩu và phân phối.

2. Thuật ngữ, định nghĩa và từ viết tắt:

- Dụng cụ hút mũi: là thiết bị dùng để hút các dịch từ mũi của bé. Có tác dụng loại bỏ dịch nhầy, làm mũi bé thông thoáng.

- Lô hàng hóa “Dụng cụ hút mũi”: là tập hợp một loại sản phẩm, hàng hóa “Dụng cụ hút mũi” được xác định về số lượng, có cùng nội dung ghi nhãn, do một tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu tại cùng một địa điểm được phân phối, tiêu thụ trên thị trường.

3. Tài liệu viện dẫn:

- Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ ban hành ngày 14 tháng 4 năm 2017 về ghi nhãn hàng hoá.

- QCVN 12-1:2011/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về vệ sinh an toàn đối với bao bì, dụng cụ bằng nhựa tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm

- TCVN 9600:2013 Lấy mẫu ngẫu nhiên và quy trình ngẫu nhiên hóa.

4. Yêu cầu kỹ thuật

4.1. Ngoại quan

TT	Chỉ tiêu	Mức chất lượng
1	Màu sắc	Trong suốt
2	Trạng thái	Không bám bẩn, trong hộp kín
3	Mùi	Không mùi

4.2. Đặc điểm

- Thiết kế ống hút có thể điều chỉnh hút thẳng, thoải mái và an toàn.
- Dịch mũi không bị chảy ngược, hút chất nhầy hoàn toàn.
- Bình trong, dễ dàng hơn để quan sát việc hút chất nhầy mũi.
- Vật liệu tinh tế giúp trẻ thoải mái hơn và bà mẹ được thư giãn hơn.

4.3. Chất liệu

- Bình/ polycarbonate.

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
--	--

-Nắp/ polycarbonate.

-Ống hút/ chất hoạt động silicone

-Đầu mút phẳng/ Polypropylene (quá trình chống vi khuẩn) – phần tiếp xúc trực tiếp với mũi bé.

-Dây vệ sinh : Polypropylene

-Bàn chải / nylon

4.4. Chỉ tiêu vật lý

TT	Nhiệt độ chịu đựng	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Bình	°C	100
2	Nắp	°C	100
3	Ống hút	°C	120
4	Đầu mút phẳng	°C	100
5	Dây vệ sinh	°C	100

4.3. Chỉ tiêu hóa học

TT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Mức chất lượng
1	Hàm lượng Pb ^(*)	µg/g	≤ 100
2	Hàm lượng Cd ^(*)	µg/g	≤ 100
3	Kim loại nặng (quy theo chì) trong dung dịch ngâm thối acid acetic 4% ở 60°C trong 30 phút ^(*)	µg/ml	≤ 1
4	Lượng KMnO ₄ sử dụng trong dung dịch ngâm thối nước(60°C trong 30 phút) ^(*)	µg/ml	≤ 10

5. Phương pháp lấy mẫu: theo tiêu chuẩn TCVN 9600 : 2013.

Việc lấy mẫu được tiến hành sao cho mẫu kiểm tra phải là mẫu đại diện cho cả lô hàng. Mẫu được lấy từ các đơn vị bao gói nguyên, mỗi lô lấy không ít hơn 10 mẫu. Người lấy mẫu phải được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc lấy mẫu. Trong quá trình lấy mẫu, vận chuyển và bảo quản mẫu phải tránh tạp chất, không cho thêm bất kỳ chất nào từ bên ngoài vào.

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
--	--

6. Hướng dẫn sử dụng, bao gói, ghi nhãn, bảo quản và vận chuyển

6.1. Hướng dẫn sử dụng

-Đặt lỗ mút tròn vào mũi của bé. Để hút chất nhầy mũi, chỉ cần đặt đầu mút phẳng nằm ở phần cuối bên kia.

-Vui lòng vệ sinh bình trước và sau khi sử dụng. Mở phần nắp ra và súc sạch bằng nước hoặc ngâm cả bình và ống hút trong nước.

-Vui lòng chỉ sử dụng cọ rửa kèm theo để làm sạch phần trong của ống hút đảm bảo vệ sinh.

6.2. Bao gói

Sản phẩm được đóng trong bao bì kín (hộp nhựa và giấy), đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế.

Đóng gói: 1 cái/ hộp.

6.3. Ghi nhãn

Nhãn hàng hóa “Dụng cụ hút mũi Hito” mã sản phẩm: H0078 được ghi trên bao bì theo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP của chính phủ về ghi nhãn hàng hoá, ban hành ngày 14 tháng 04 năm 2017.

Nhãn hiệu trên bao bì phải tuân theo quy định hiện hành về ghi nhãn hàng hóa, đồng thời phải có đầy đủ các thông tin sau:

- Tên sản phẩm (tên viết tắt hoặc tên thương mại);
- Đặc điểm sản phẩm;
- Chất liệu sản phẩm;
- Hướng dẫn sử dụng;
- Cảnh báo;
- Ngày sản xuất và hạn sử dụng;
- Quy cách đóng gói;
- Xuất xứ;
- Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất;
- Tên và địa chỉ của cơ quan nhập khẩu, phân phối.

6.4. Bảo quản và vận chuyển

Bảo quản, vận chuyển trong điều kiện khô ráo, thoáng, tránh ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp.

7. Cảnh báo

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
---	---

- Không sử dụng dụng cụ hút mũi khi khoang mũi trẻ bị tổn thương.
- Không dùng lực quá mạnh để tránh tổn thương màng mũi.
- Trong trường hợp chảy máu mũi, ngừng ngay lập tức và đến bệnh viện .
- Không tiết trùng bằng nước sôi, lò vi sóng hay máy sấy chén đĩa.
- Không cho trẻ tự sử dụng và để xa tầm với của trẻ.
- Không để nơi ẩm ướt hoặc trực tiếp dưới ánh mặt trời.
- Không để gần lửa.

MẪU NHÃN PHỤ SẢN PHẨM

Tên sản phẩm: DỤNG CỤ HÚT MŨI Hito

Mã sản phẩm: H0078

Đặc điểm:

- Thiết kế ống hút có thể điều chỉnh hút thẳng, thoải mái và an toàn.
- Dịch mũi không bị chảy ngược, hút chất nhầy hoàn toàn.
- Bình trong, dễ dàng hơn để quan sát việc hút chất nhầy mũi.
- Vật liệu tinh tế giúp trẻ thoải mái hơn và bà mẹ được thư giãn hơn.

Vật liệu:

- Bình/ polycarbonate. 100°C .
- Nắp/ polycarbonate. 100°C
- Ống hút/ chất hoạt động silicone 120°C
- Đầu mút phẳng/ Polypropylene (quá trình chống vi khuẩn):100°C
- Dây vệ sinh : Polypropylene 100°C
- Bàn chải / nylon

Hướng dẫn sử dụng:

- Đặt lỗ mút tròn vào mũi của bé. Để hút chất nhầy mũi, chỉ cần đặt đầu mút phẳng nằm ở phần cuối bên kia.
- Vui lòng vệ sinh bình trước và sau khi sử dụng. Mở phần nắp ra và súc sạch bằng nước hoặc ngâm cả bình và ống hút trong nước.
- Vui lòng chỉ sử dụng cọ rửa kèm theo để làm sạch phần trong của ống hút đảm bảo vệ sinh.

Cảnh báo:

- Không sử dụng dụng cụ hút mũi khi khoang mũi trẻ bị tổn thương.
- Không dùng lực quá mạnh để tránh tổn thương màng mũi.
- Trong trường hợp chảy máu mũi, ngừng ngay lập tức và đến bệnh viện .
- Không tiệt trùng bằng nước sôi, lò vi sóng hay máy sấy chén đĩa.
- Không cho trẻ tự sử dụng và để xa tầm với của trẻ.
- Không để nơi ẩm ướt hoặc trực tiếp dưới ánh mặt trời.
- Không để gần lửa.

Đặc điểm kỹ thuật: Loại ống hút

Ngày sản xuất: In trên bao bì sản phẩm (Năm.Tháng.Ngày)

Thời hạn bảo quản: 10 năm

Tiêu chuẩn cơ sở DỤNG CỤ HÚT MŨI Mã Sản Phẩm: H0078	TCCS 02:2020/DUYKHANG Ngày ban hành: 01.07.2024
---	---

Quy cách đóng gói: 1 cái/ hộp Xuất xứ: Đài Loan Nhà SX: US BABY (TAIWAN) CO.,LTD Địa chỉ Nhà SX: No.30 Wu Chuan 6th Rd., New Taipei Ind. Park New Taipei City 248. Taiwan. NK&PP: CÔNG TY TNHH TMĐT XNK DUY KHANG Địa chỉ: 49A Đường số 6, Phường Bình Trị Đông B, Quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh. Đường dây nóng: (028) 6651 2266 – 0931 338 856 Email: info@simbadk.com Tiêu chuẩn cơ sở: TCCS 02:2020/DUYKHANG
