

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

---o0o---

TIÊU CHUẨN CƠ SỞ

TCCS 01 -2021/DMPVN – TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY.



Hà Nội, 2021

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Số: 01 DMP/ TCCS

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Bản Công bố Tiêu chuẩn cơ sở

Căn cứ Luật tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật do Chủ tịch nước công bố ngày 12/07/20006.

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ban hành ngày 01/08/2007 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28/09/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn.

Căn cứ vào nhu cầu hoạt động sản xuất của công ty.

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này:

TCCS 01 -2021/DMPVN – TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY.

Điều 2: Công ty cam kết công bố chất lượng sản phẩm đúng nội dung như trong tiêu chuẩn cơ sở qui định.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Các Phòng ban;
- Lưu HC.

GIÁM ĐỐC
(Ký xác nhận)



GIÁM ĐỐC
Vũ Quốc Tuấn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM, HÀNG HÓA

Số: 01: 2021/DMPVN – TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY

Doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC MỸ PHẨM VIỆT NAM

Địa chỉ: Số 132 Phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: 024.35682942.

Email: info.dmpvn@gmail.com.

Website: <https://www.vpc-online.com.vn/>

CÔNG BỐ

Tiêu chuẩn: TCCS 01 -2021/DMPVN

Áp dụng cho sản phẩm, hàng hóa : **TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY**

Doanh nghiệp cam kết: Sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hoá theo đúng tiêu chuẩn công bố trên và các qui định nhà nước hiện hành.

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2021

Đại diện doanh nghiệp



GIÁM ĐỐC

Vũ Quốc Tuấn


TIÊU CHUẨN CƠ SỞ
TCCS 01 -2021/DMPVN - TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY

TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY

1. Phạm vi áp dụng

Tiêu chuẩn này áp dụng cho sản phẩm: TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY sử dụng để làm sạch những mảng bám thức ăn dư thừa trong kẽ răng do Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Việt Nam sản xuất

2. Quy cách sản phẩm:

Tên sản phẩm	Quy cách
Tắm chỉ kẽ răng Pharmacy 90 que	Hình ảnh 
	1.Màu sắc: Màu trắng 2. Kích thước: - Chiều dài: 7cm:2cm - Chiều rộng đầu chỉ: 2.5cm 3.Thành phần Chất liệu: - Nhựa HIP, - Chỉ nylon 4. Thời hạn sử dụng: 10 năm kể từ ngày sản xuất in trên bao bì. 5. Số lượng: 90 Que.

3 Yêu cầu kỹ thuật

3.1 Không được phép còn sót bavi, vết đen hoặc các vết xước sắc cạnh trên tay cầm cũng như các chi tiết khác của sản phẩm.

3.2 Không được có các khuyết tật đục như rỗ, bọt có thể ảnh hưởng đến ngoại quan

3.3 Sản phẩm làm ra phải dẻo, linh hoạt để làm sạch kẽ răng một cách dễ dàng

4. Phương pháp thử:

- Đặt tăm vào máy đo lực căng nếu từ 3kg trở lên không bị đứt chỉ thì được
Xác định lực bền dẻo của tăm chỉ: giữ chặt đầu tay cầm, sau đó dùng tay lắc 7 lần phần
đuôi, nếu không bị gãy là được.

5. Bao bì: Sản phẩm được chứa đựng trong túi nhựa Pet và được đóng trong thùng carton.

6. Ghi nhãn sản phẩm:

Trên mỗi đơn vị bao gói có dán nhãn phù hợp Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 và các văn bản hiện hành khác, nội dung bao gồm:

1. Tên công ty sản xuất: Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Việt Nam
2. Nhà phân phối: Công ty Cổ Phần Dược Mỹ Phẩm Việt Nam
4. Địa chỉ: Nhà Số 132 Phố Nguyễn Tuân, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
5. Chi nhánh HCM: 19 Sông Nhuệ, Phường 2, Quận Tân Bình, TP.HCM
6. Điện thoại: 0936096988 Fax
7. Nhãn hiệu: Pharmacy
8. Số hiệu tiêu chuẩn áp dụng: TCCS 01 -2021/DMPVN – TẮM CHỈ KẼ RĂNG PHARMACITY.



5. Hướng dẫn sử dụng:

- Bước 1: Dùng các ngón tay giữ thân cây tăm, rồi sau đó cho đầu tăm chỉ vào các kẽ răng, cứ làm như vậy cho đến khi hoàn tất những kẽ răng.

- Bước 2: Quay đầu tăm lại, dùng đầu nhọn xĩa vào kẽ răng để lấy những mảng bám thức ăn dư thừa.

6. Vận chuyển: Vận chuyển trong điều kiện bình thường, tránh va đập mạnh

7. Bảo quản: Bảo quản trong điều kiện bình thường, tránh để gần hóa chất

